



Les fauteuils roulants  
Les fauteuils bariatriques  
Les fauteuils ultra-légers  
Les fauteuils confort  
Les fauteuils électriques  
Les enfants  
La verticalisation  
Les coussins  
Les fauteuils coquilles  
Les fauteuils de relaxation  
Les fauteuils garde robe  
Les ceintures



## Les fauteuils roulants

### Anatomie d'un fauteuil roulant

Produit de haute technologie, le fauteuil roulant doit s'adapter à chaque cas particulier. Le choix doit être réfléchi et sûr.



#### Toile de dossier bi-matière

Disponible en option, la toile bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière.



#### Dossier inclinable par crémaillère ou vérin à gaz

Inclinaison du dossier de 0° à 30°.



#### Nouvelle potence

Plus rigide, elle apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.



#### Repose-jambes à compensation

Réglables en inclinaison de 0° à 80°. Blocage automatique à l'angle souhaité. Appui-mollets réglables en hauteur et en profondeur.



Accoudoirs relevables et amovibles.



#### Frein et extension de frein

Poignée de frein escamotable pour faciliter le transfert.



#### Appui-tête

Gamme d'appui tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Fixation plus fiable de l'appui tête.



## Les fauteuils roulants

Modèle d'ordonnance : « Achat d'un fauteuil roulant manuel pliant (avec dossier inclinable) »

### A - ALU LITE



- L'Invacare Alu Lite est un fauteuil manuel pliant par croisillon très léger (11 Kg), grâce à son châssis en aluminium. Ses roues 12" à l'arrière lui confèrent une grande maniabilité et le design de son châssis lui permet de passer toutes les portes. Les poignées de freins intègrent une position frein de parking ce qui facilite l'utilisation pour la tierce personne.

Largeur d'assise : 410/460 mm  
Poids maxi utilisateur : 100 Kg

### B - ACTION2 NG



- Le fauteuil Action2 NG a été développé à partir du fauteuil de référence : l'Action3 NG. Ses caractéristiques correspondent aux besoins des utilisateurs qui ne souhaitent pas faire de compromis entre sécurité et confort. Il utilise les mêmes modules et est totalement compatible avec l'Action3NG, offrant ainsi un poids léger pour faciliter manipulation et maniabilité. L'Action2 NG s'intègre parfaitement à la famille Action. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 405/430/455/480 mm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

### C - ACTION3 NG



- L'Action3 NG est l'un des meilleurs exemples en terme de compatibilité dans la gamme Invacare. Grâce à sa plateforme commune avec les autres produits de la gamme Action, il peut être facilement réutilisé et adapté aux besoins de l'utilisateur. Son nouveau design attrayant ainsi que ses fonctionnalités améliorées en termes de stabilité et de confort marquent la renaissance du mythique Action3. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 380/405/430/455/480/505 mm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

### D - ACTION4 NG



- Confortable, pliable, léger, l'Invacare Action4 NG est le fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme Action permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires. Il profite de série d'un double croisillon profilé innovant, de cinq coloris de châssis, d'une toile de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière et pochette de rangement, d'accoudoirs crantés et d'une roulette anti-basculer.

L'Action4NG permet ainsi un ajustement personnalisé aux besoins de l'utilisateur. Le nouveau design des potences à 80° apporte plus de stabilité aux membres inférieurs de l'utilisateur.

Largeur d'assise : 380/405/430/450/480 mm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg



## Les fauteuils bariatriques

### A - Vermeiren V300



Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'un fauteuil roulant  
pliant (avec dossier inclinable) »

- Fauteuil manuel pliable  
Les accoudoirs sont relevables et escamotables. Ces derniers sont renforcés (3 points de fixation) afin d'éviter toute déformation. Les manchettes d'accoudoirs sont réglables en hauteur grâce à 2 cales que l'on peut déplacer (en option). Une seule couleur : champagne.

Largeur d'assise : 530/560/600 mm  
Poids maxi utilisateur : 170 Kg

### B - INVACARE ACTION 4 NG XLT



- Fauteuil manuel pliant par double croisillon  
Largeur d'assise : 505 / 555 et 605 mm.  
Poids maxi utilisateur 160 Kg

## Les fauteuils ultra-légers

### C - Küschall Compact

- Fauteuil actif pliant par croisillon avec des potences escamotables vers l'intérieur et l'extérieur.

Ses différentes configurations en font le plus adaptable des fauteuils Küschall.

- Avec les accoudoirs relevables et escamotables, vous disposez d'un fauteuil à dominante confort ou, au contraire, avec des protèges vêtements ou des garde-boue, le Küschall Compact accroît son tempérament actif.

Poids du fauteuil : à partir de 13.3 Kg

Largeur : du 28 au 50 cm

Poids maxi utilisateur : 130 Kg



### D - Xénon

- Fauteuil roulant pliable par croisillon

Pesant à peine 8.4 Kg, et grâce à son croisillon breveté révolutionnaire, le Xénon se plie, se soulève et se transporte sans effort. Le Xénon ressemble et se comporte comme un fauteuil à cadre rigide avec les avantages d'un fauteuil pliant.

Largeur d'assise de 32 à 46 cm par palier de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 125 Kg



### F - Quickie LIFE

- Quickie LIFE regroupe toutes les caractéristiques nécessaires pour rendre vos déplacements fluides et confortables. Ajustable et configurable à souhait à travers 3 versions de châssis, le Quickie LIFE répond parfaitement aux attentes des personnes actives, comme vous. Personnalisez votre LIFE à vos besoins et à vos envies. Choisissez parmi une large sélection d'accoudoirs, protège-vêtements, palettes, roues ... et définissez votre style parmi 10 coloris de châssis et des harmonisations de couleur.

Largeur : 36 à 50 cm par paliers de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 125 Kg



### E - Küschall K-Series

- Le Küschall K-Series est destiné à des utilisateurs actifs qui exigent autant une esthétique que des performances exceptionnelles. Dans une gamme de 3 matériaux incluant l'aluminium, le titane et le carbone, le Küschall K-Series caractérise une approche « No Limits », avec un châssis au design dynamique capable de faire face aux contraintes d'une utilisation quotidienne.

Largeur : 34 à 48 cm par paliers de 2 cm

Poids maxi utilisateur : 120 Kg





## Les fauteuils confortables

### A - ID Soft Dupont Médical



Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'un fauteuil roulant pliant, avec dossier inclinable, coussin d'assise, coussin de dossier, appui-tête, repose jambes réglables en inclinaison, palettes articulées. »

•IDSOFT propose 3 tailles de châssis avec réglage de la largeur d'assise sur 5 cm pour chacune. Grâce à la conception de son châssis, IDSOFT reste stable quelles que soient les inclinaisons du dossier et de l'assise, opérées par vérins à gaz. Il est équipé de tous les éléments indispensables au confort de l'utilisateur : Toile Dartex multi-extensible et respirante, repose-jambe à compensation avec coussin mollet, coussin d'assise et de dossier, appui-tête multi-positions à oreillettes et accoudoirs réglable avec appui-bras confortable et réglables en profondeur.

Poids maxi utilisateur : 140 Kg

### B - Réa Azaléa



•Réa Azaléa est le choix naturel pour une personne modérément active ou ayant un faible maintien du tronc. Le système d'inclinaison du siège par translation permet à l'utilisateur d'alterner les positions d'assise et ainsi de profiter d'un confort maximum dans toutes les situations. Doté d'une excellente maniabilité, l'Azaléa est le choix idéal pour un confort et un positionnement optimal.

Largeur d'assise : 390-440/440-490/490-540 mm  
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

### C - Réa Dahlia



•Invacare® Réa Dahlia, avec sa faible largeur hors tout et son design moderne, propose de nombreuses possibilités de réglages et d'inclinaisons. Polyvalent, ce fauteuil roulant multi-positions est idéal pour les utilisateurs à la recherche de mobilité et de maniabilité tout en ayant un niveau de confort optimal.

Le Dahlia dispose de deux angles d'inclinaison d'assise, soit de 30° soit de 45°, et d'une inclinaison de dossier de 30° ce qui améliore les capacités de positionnement et permet de faire varier les points de pression. Le Dahlia partage de nombreux éléments avec les autres fauteuils de la famille Réa ce qui facilite sa personnalisation.

Largeur d'assise : 390-440/440-490/490-540 mm  
Poids maxi utilisateur : 135 Kg

### D - Netti 4U CE



•Fauteuil multifonctionnel pour la prise en charge gériatrique simple.

Conception de l'assise ergonomique avec dossier souple équipé de maintiens latéraux de série pour une parfaite stabilité de l'utilisateur.

Inclinaison du dossier (45°), bascule de l'assise (20°) de grande amplitude et nombreuses possibilités de réglage afin de trouver une position d'assise stable et confortable.

Largeur d'assise : 350/400/450/500 mm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg



## Les fauteuils électriques

**L'acquisition d'un fauteuil roulant électrique nécessite un passage en Centre de Rééducation Fonctionnelle dans le but de mesurer l'aptitude du patient à « conduire » un fauteuil électrique. Cette acquisition nécessite également de faire une Demande d'Entente Préalable.**

### A - Icare Partner



- Le Partner est le fauteuil électrique véritablement taillé pour l'extérieur. Il est rapide, puissant, baroudeur, agile, compact, confortable, ergonomique, robuste, évolutif, design et à une grande autonomie.  
Largeur d'assise : 40 à 51 cm réglable  
Profondeur d'assise : 40 à 51 cm réglable  
Poids maxi utilisateur : 136 Kg

### B - INVACARE Esprit Action 4



- Fauteuil électrique totalement démontable et convertible en fauteuil manuel léger. L'assise confortable et le dossier inclinable assurent une position agréable pour l'utilisateur.  
Largeur d'assise réglable du 38 au 50,5 cm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg

Modèle d'ordonnance:

« Achat d'un fauteuil roulant à propulsion par moteur électrique, à assise adaptée à la personne avec repose-pieds, accoudoirs, dossier réglable en inclinaison. »

### C - Vermeiren Forest 2



- Idéal pour une utilisation intérieure et extérieure, le FOREST vous facilite le franchissement d'obstacles. Son palonnier avant lui permet de garder les 4 roues au sol malgré des dénivelés allant jusqu'à 12 cm tout en ayant une tenue de route irréprochable.  
Largeur d'assise : 390-490 / 440-540 / 500-600 mm  
Poids maxi utilisateur : 130 Kg

### D - SUNRISE QUICKIE SALSA M2



- Grâce à sa technologie roues motrices centrales, le Salsa M assure une rotation extrêmement compacte, permettant une excellente maniabilité en intérieur. Doté d'une largeur hors tout très étroite et d'une hauteur d'assise très basse, vous êtes assuré de passer partout sans effort, même dans les espaces exigus. A l'extérieur, le système de roues à suspension indépendante et la technologie anti-pitch vous assurent stabilité et sécurité à tout moment.  
Motorisation 6 ou 10 Km/h  
Largeur d'assise et de dossier réglable de 41 à 51 cm  
Poids maxi utilisateur : 140 Kg

### E - INVACARE Storm 4



- Ce modèle à dominance extérieure offre la possibilité de régler au mieux la hauteur de siège de 44 cm à 54 cm, de choisir son type d'assise entre quatre modèles différents. Ses gros pneus et ses batteries/ moteurs surpuissants lui permettent une très grande polyvalence à l'extérieur.  
• Autonomie : 45 Km  
Motorisation 6 ou 10 Km/h  
Largeur d'assise réglable du 38 au 53 cm  
Poids maxi utilisateur : 150 Kg

### F - Scooter Colibri



- Le nouveau micro scooter Invacare Colibri est élégant, simple d'utilisation et coloré. C'est le scooter idéal pour les utilisateurs désireux d'un mode de vie totalement indépendant. Le Colibri est démontable facilement sans outils et se range parfaitement dans le coffre d'une voiture. Son faible encombrement lui offre une grande maniabilité et permet l'accès aux petits espaces. L'Invacare Colibri est idéal pour une utilisation en intérieur et dans les espaces publics aménagés. Dans sa version Outdoor, il vous apporte plus d'autonomie et un meilleur franchissement.



## Les enfants

### A - INVACARE Action 3 junior



- Disponible en 2 versions, standard ou évolutive, pour s'adapter parfaitement aux différents besoins des enfants grâce à une assise de 20,5 à 28 cm ou de 30,5 à 38 cm. Ce fauteuil léger ayant un châssis en aluminium est disponible avec un dossier fixe, inclinable par crémaillère ou pliant à mi-hauteur. Il est très facilement transportable. Largeur d'assise du 30,5 au 35,5 cm Poids maxi utilisateur : 90 Kg

Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'un fauteuil roulant pliant (avec dossier inclinable). »

### B - INVACARE Dragon junior

- Fauteuil électrique ajustable et performant afin de répondre aux besoins quotidiens de l'enfant. Les multiples réglages de l'assise ainsi que les options de motorisation en font un fauteuil simple et facile à utiliser.

Largeur d'assise : 30 à 36 cm  
Poids maxi utilisateur : 90 Kg  
Motorisation : 6 et 8 Km/h



Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'un fauteuil roulant électrique avec assise adaptée. »

### C - POUSETTE Eco Buggy

- Confortable et solide pour une utilisation quotidienne, ce modèle léger et facile à plier est recommandé pour les familles souhaitant la mettre en voiture. Largeur d'assise : 35 cm Poids maxi utilisateur : 50 Kg



Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'une poussette multiréglable et évolutive, <16 ans. »

### D - POUSETTE évolutive KIMBA NÉO

- La poussette s'adapte en fonction de la croissance de l'enfant.

2 tailles :  
Taille 1, largeur d'assise 20-30 cm  
Taille 2, largeur d'assise 26-35 cm

Poids maxi utilisateur : 40 Kg



### E - Tricycle à pédale

Ce vélo offre une stabilité optimale pour les enfants, options : sabots, tuteurs de jambes, appui dos complet... (d'autres modèles existent aussi pour adulte).

Modèle d'ordonnance:  
« Achat d'un tricycle à propulsion manuelle ou podale. »





## La verticalisation

### A - Verticalisateur Vertistatique

Le Vertistatique est conçu pour être adapté à la taille et à la morphologie de chaque utilisateur. De plus, une version de coussins adaptés à la taille enfant est disponible. L'appui dorsal réversible s'ouvrant à droite, verrouillé par goupille, en fait un appareil sécurisant.



### B - Fauteuil de verticalisation DRAGON VERTIC

- Etre à la bonne hauteur au bon moment améliore l'indépendance et la santé du patient. Une verticalisation régulière aide à la prévention des complications liées à la position assise prolongée. Grâce à une base motrice motorisée, l'utilisateur conservera toute son autonomie de déplacement.

Largeur d'assise : 45 cm

Profondeur d'assise réglable : 46 ou 50 cm

Poids maxi utilisateur : 100 Kg



### C - Action Vertic

- Le fauteuil Invacare Action Vertic est un fauteuil à propulsion manuelle et verticalisation électrique. Il est dédié aux utilisateurs actifs qui souhaitent se verticaliser tout en préservant leur énergie pour la propulsion. Ils bénéficient ainsi pleinement des bienfaits de la verticalisation : indépendance, bien-être, stimulations physiologiques et relationnelles.

Largeur d'assise : 380/430/500 mm

Poids maxi utilisateur : 115 Kg



## Divers

### D - Rampes télescopiques



Légères, en trois parties, longueur réglable de 92 à 140 cm, largeur intérieure: 11.5 cm, Poids maxi utilisateur : 180 Kg (livré avec un sac).





## Les coussins

### A - Coussin fer à cheval

- En mousse extra souple, recouvert d'une housse amovible en jersey 100% coton.



### B - Coussin forme bouée

- En mousse extra souple, recouvert d'une housse amovible.



### C - Coussin rond gonflable

- Forme bouée, en caoutchouc, diamètre: 45 cm.



### D - Coussin mousse gaufrier Classe 1A

- Il reprend la structure du matelas gaufrier, est composé de modules indépendants et assure un maintien confortable. Dimensions : 40 x 40 x 10 cm



### E - Coussin gel

- Modèle composé en gel de polyuréthane, il agit en s'adaptant à la morphologie de la zone ischiatique. Fourni avec une housse supplémentaire. Existe en version percée pour s'adapter à une assise garde-robe. Dimensions : 40 x 40 x 3 cm



### F - Coussin gel et mousse

- Combinaison de mousse et de gel pour une bonne répartition des appuis, s'adapte à la morphologie du corps. Fourni avec une housse supplémentaire. Dimensions : 40 x 40 x 5 cm



### G - Coussin à mémoire de forme ALOVA Classe 2

- Ce coussin est utilisé en préventif de l'escarre. Ce coussin conjugue tous les avantages : léger et maniable, il moule l'anatomie du patient en permettant une immersion appropriée, il est également agréablement confortable.

Dimension standard 43 x 43 x 6/9 cm.  
Fourni avec une housse supplémentaire



### H - Coussin à mémoire de forme avec butée

- L'efficacité de la mémoire de forme en préventif de l'escarre avec en plus la butée pelvienne qui réduit le «Glissé avant».

Dimensions : 40 x 41 x 6/9 cm



### I - Coussin à cellules pneumatiques télescopiques Classe 2

- Modèle préconisé en cas d'escarres existantes. La pression est réglée selon le poids du malade par insufflation d'air qui se répartit dans les cellules à chaque changement de position réalisant une « flottaison sèche ». Fourni avec une housse supplémentaire.



Modèle d'ordonnance:  
«Achat d'un coussin d'aide à la prévention d'escarres de classe : 1A ou 1B ou classe 2.»



## Les fauteuils coquilles

### A - Siège coquille Vermeiren ALTITUDE



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes. Ce siège est doté de sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. Son assise en mousse bi-densité et son ergonomie en font un modèle particulièrement confortable. Poids maxi utilisateur :  
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48  
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

### B - Siège coquille Vermeiren CORAIL



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 4 roues pour une utilisation idéale en extérieur. Ce siège est doté de sangles de maintien auto accrochables, cale-tête réglable, siège inclinable par vérin, repose jambe inclinable par vérin. Son assise en mousse bi-densité et son ergonomie en font un modèle particulièrement confortable. Poids maxi utilisateur :  
- 120 Kg pour les tailles 38 à 48  
- 150 kg pour les tailles 55 et 60

Modèle d'ordonnance:

« Achat d'un siège coquille moulé avec cales et maintien auto accrochables sur pied support télescopique avec repose jambes et tablette amovible. »

### C - Siège coquille INNOV'SA Optimal



- Siège coquille moulé, monté sur piètement télescopique équipé de 5 roulettes dont 4 à freins. Ce siège est doté d'une inclinaison par déclenchement sur la barre de poussée, d'un dispositif de ceinture ventrale et d'une assise rectangulaire.

Disponible en 3 tailles standards : 04 (38), 07 (44) et 10 (50) ;  
12 autres tailles sur commande spéciale, différents coloris

### D - Siège coquille Innov'SA Etoile et Premium

**ATTENTION : ces fauteuils coquilles sont destinés aux patients présentant une impossibilité de se maintenir en position assise sans un soutien.**

- Siège coquille au design particulièrement soigné, il a la particularité de permettre à son utilisateur de conserver son autonomie. En effet, avec l'aide de la télécommande, l'utilisateur incline ou redresse le fauteuil seul électriquement. Plusieurs coloris et revêtements sont disponibles pour s'adapter au mieux avec l'aménagement intérieur du patient. Possibilité d'assise mémoire de forme Classe II. Disponible en tailles 04 (38) - 07 (44) - 10 (50)

Modèle d'ordonnance:

« Le stationnement en position assise prolongée de MR/MME X nécessite pour son soutien l'achat d'un siège coquille avec cales et maintien auto-accrochables, pied support télescopique, repose-pieds et tablette, coussin de prévention Classell ou coussin de série de positionnement.. »

AIDE AU LEVER

Etoile



AIDE AU LEVER

Premium





## Les fauteuils de relaxation

### A - Fauteuil de repos NORMANDIE

• Le fauteuil de repos Normandie est un fauteuil dans lequel un patient s'installe pour se reposer. Ce fauteuil de relaxation manuel possède plusieurs positionnements, de la position assise jusqu'à la position semi-couchée du patient.

Largeur de siège : 54 cm  
Largeur totale : 66 cm  
Longueur totale : 76 cm  
Profondeur de siège : 45 cm  
Hauteur totale : 115 cm  
Hauteur de siège : 21 cm  
Hauteur dossier : 78 cm  
Poids : 20.5 Kg  
Poids maxi utilisateur : 130 Kg



### B - Fauteuil de repos Gériatrie NAVAILLES ASTREE II

• Outre leurs qualités esthétiques et ergonomiques, ces fauteuils de grand confort suppriment les points douloureux, maintiennent parfaitement l'appui cervical et assurent un bon repos au patient. Par leurs fonctions ergonomiques, leur large choix d'options et des accessoires variés, ces sièges favorisent le travail quotidien du personnel soignant.

En version synchronisée ou simplement à dossier inclinable avec assise déclinable pour simplifier l'entretien.

Largeur d'assise : 50 cm  
Hauteur sol-assise : 49 cm  
Poids maxi utilisateur : 135 Kg



### C - Fauteuil releveur électrique STYLEA

• Le fauteuil Styléa se lève et s'allonge en douceur, offrant ainsi toutes les positions de relax en toute sécurité. Le dossier est composé de trois coussins contenant de la fibre creuse pouvant être ajustés selon le confort recherché. L'assise en continuité avec le relève jambes est amovible et totalement déhoussable. Une grande poche latérale permet de ranger journaux et revues.

Largeur d'assise : 51 cm  
Poids maxi utilisateur : 130 Kg



### E - Fauteuil releveur électrique success MICRO

• Un fauteuil sobre et confortable avec une inclinaison « quasi couchage ». Astucieux la pochette range livres sur le coté droit. Spacieux et agréable, ces fauteuils de qualité savent être utiles, et permettent en toute sécurité de se relever et de se détendre.

Hauteur de l'assise par rapport au sol 45 cm  
Largeur totale 77 cm  
Largeur entre accoudoirs 51 cm  
Profondeur de l'assise 49 à 54 cm / option micro 46 cm  
Poids maxi utilisateur : 130 Kg



• Le fauteuil Invacare Porto présente des lignes modernes et peut être facilement déplacé grâce aux petites roues arrière. Invacare Porto nécessite un recul de 15 cm seulement par rapport au mur : idéal pour les petits espaces.

Modèle 1 moteur : pour lever le repose-jambes et incliner le dossier simultanément.

Profondeur d'assise : 54 cm - Largeur d'assise : 58 cm  
Largeur hors-tout : 86 cm  
Profondeur hors-tout : 90 cm  
Poids maxi utilisateur : 125 Kg





## Les fauteuils garde robe

### A - Fauteuil Garde robe Renata

• Très confortable, ce modèle évite les fuites au niveau de l'assise grâce à son seau ergonomique évasé sur l'avant.

Assise relevable pour faciliter son nettoyage.

Largeur au sol hors-tout : 57 cm

Profondeur d'assise : 47 cm

Largeur d'assise : 47 cm

Poids maxi utilisateur : 100 Kg



### B - Fauteuil garde-robe XXL Vermeiren

• Destiné aux personnes fortes, la largeur entre accoudoirs est de 60 cm.

Assise relevable

Largeur hors-tout : 78 cm

Largeur d'assise : 60 cm

Profondeur d'assise : 54 cm

Poids maxi utilisateur : 175 Kg



### C - Fauteuil Garde robe Omega Eco

• Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m. Idéal pour les espaces exigus, le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot

Largeur d'assise : 45 cm

Profondeur d'assise : 43 cm

Largeur hors tout : 58 cm

Découpe intime : 20 x 25,5 cm

Poids maxi utilisateur : 140 kg.



### D - Fauteuil garde-robe pliant



• Facilite le rangement et le transport, siège et dossier rembourrés, coloris bleu.

Largeur d'assise : 45 cm

Profondeur d'assise : 45 cm

Largeur hors-tout au sol : 50 cm

Profondeur hors-tout au sol : 52 cm

Poids maxi utilisateur: 130 Kg

### E - Fauteuil garde-robe et de douche PICO COMMODE

• Aquatec Pico Commode est une chaise percée réglable en hauteur avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous les besoins.

Largeur d'assise : 43 cm

Profondeur d'assise : 42 cm

Dimensions au sol : 57,5 x 52 cm

Poids maxi utilisateur : 160 Kg



### F - Sac hygiénique Care Bag

• Le sac absorbant CareBag® est la combinaison unique d'un sac hermétique à fermeture facile et d'un tampon super absorbant intégré.

Au contact des fluides et des matières, les principes actifs contenus dans le tampon vont agir rapidement pour gélifier le contenu, et ainsi limiter, après fermeture, le risque de renversement et d'éclaboussures tout en emprisonnant les odeurs.

Il offre l'avantage, selon le modèle, d'être adaptable à la plupart des récipients (bassins, seaux, cuvettes...) potentiellement vecteurs d'infections.



### G- Fauteuil garde-robe à roulettes standard

• Pratique et sécurisant, ce fauteuil garde-robe à roulettes peut s'utiliser comme un véritable fauteuil de transfert avec sa barre à pousser amovible. Les repose-pieds sont rabattables. Le modèle avec accoudoirs escamotables possède un système exclusif de réglage en hauteur du repose pieds ainsi que 4 freins afin de sécuriser les transferts.

Dimension hors-tout : 57 x 90 cm

Largeur d'assise : 44 cm

Profondeur d'assise : 41 cm

Poids maxi utilisateur : 100 Kg




Modèle d'ordonnance:

« Achat d'un fauteuil garde-robe muni d'un seau. »



## Les ceintures

### A - Ceinture simple



- Vite mise, vite enlevée, existe en 4 tailles\*.

### B - Ceinture pelvienne



- Evite le glissement sur l'assise, existe en 4 tailles\*.

### C - Ceinture en Y



- Avec épaulière pour prévenir le basculement, existe en 4 tailles\*.

### D - Ceinture en Y et Pelvienne



- Avantage combiné des 2 précédentes, existe en 4 tailles\*.

\*Taille : 60/80cm - 75/95 cm - 90/110 cm - 105/130 cm  
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).

### E - Ceinture abdominale



- Assure un bon maintien abdominal, s'utilise également au lit, existe en 3 tailles\*\*

### F - Gilet intégral



- Maintien confortable du buste, s'utilise également au lit, existe en 3 tailles\*\*.

### G - Ceinture pelvienne Confort



- Evite en position assise le glissement vers l'avant. Assure un maintien confortable et sûr, la texture souple permet d'éviter les cisaillements. 3 tailles: S-M-L

\*\* Taille: 50/85 cm - 78/100 cm - 95/120 cm  
(à préciser à la commande selon le tour de taille du patient).